



第69回日本透析医学会学術集会・総会

The 69th Annual Meeting of the Japanese Society for Dialysis Therapy

開催日時

2024年

6/7 **金** - 9 **日**

開催会場

パシフィコ横浜 展示ホール

神奈川県横浜市西区みなとみらい 1-1-1

シーホネンスブース **78**

6/7 8:20-18:00 6/8 8:00-18:00 6/9 8:00-16:00

プログラム

詳しくは学会
ホームページを
ご覧ください



≡ 展示製品のご紹介 ≡

透析室・化学療法室向けベッド「DXシリーズ」

長時間の透析治療を快適に



※写真はイメージです(在宅介護向けベッド Emi)

前向き目線で安楽姿勢を保持

ヘッドレスト機能を使うと、頭頸部の角度を0~30度の範囲で電動で調節できるので、長時間透析中の読書やテレビ鑑賞などもリラックスしてお過ごしいただけます。

笑フットレストで足底を支えることで、覚醒度向上に寄与します。また姿勢が安定するため、安楽姿勢の保持につながります。

感染症対策とプライバシー確保に

業界一の省スペース設計※

患者さまのプライバシー保護、感染対策や緊急時などの動線確保を考慮し、専有面積を抑えた設置ができるコンパクトなベッドです。

※1 2021年5月時点 当社調べ

患者さまのプライバシー保護は勿論、易感染性の患者さまも多くいらっしゃる透析室環境での感染対策の観点でも多くの医療機関にお喜びいただいております。



透析室・化学療法室向けベッド「デジタルスケールベッド」

高精度・高い耐久性のデジタルスケール



精度が高く安定した測定が可能

高精度なデジタルスケール(計量法検定付き|精度等級3級)により体重変化量などの経過観察を、正確におこなう事が出来ます。

※検定無しもご用意できます。

高い耐久性

高い耐久性を有しており、実際の導入先でも秤機能の劣化や故障が少なく、メンテナンスコストが削減できるとご評価いただいています。

最大200kgまで計測可能

最大で200kgまで計測でき、幅広い体型の方に対応することができます。



体重表示パネル

大型ディスプレイによる見やすい表示と分かりやすいボタン配置

マットレス「コアマットレスシリーズ」

※写真は全て CORE Mattress12


高い体圧分散性と優れた追従性を両立

CORE Mattress 12・10・8



高い体圧分散性

高い体圧分散性により、負担のかかりやすい腰部に体圧が集中することなく、全身にバランスよく分散されます。



ギャッチアップへの追従性

マットレスの屈曲性を高めてベッドへの追従性を向上させることで、背上げに伴う圧迫感と姿勢の崩れを抑えます。



ずれ力軽減

潤滑性のある内カバーを使用しており、背上げ時のずれ力を軽減します。



シーホネス株式会社

カスタマーサポート ☎ 0120-20-1001

[本社住所] 〒537-0001 大阪府大阪市東成区深江北三丁目10番17号

[拠 点] 札幌 / 仙台 / 東京 / 神奈川 / 名古屋 / 大阪 / 高松 / 広島 / 福岡 / 南九州 / 沖縄